

We have English Manuals in our web site.

URL: <http://www.sigmaaldrich.com/japan/analytical-chromatography/air-monitoring/passive-sampling/voc-passive.html>

## Diffusive Sampling Device for VOCs 高性能パッシブサンプラーVOC-TD（加熱脱離タイプ）

弊社ウェブサイトより自動計算シートがご利用いただけます。

URL : <http://www.sigma-aldrich.com./japan>

### ※注意事項

- ・ 本製品は、予告なくその仕様及び価格を変更することがあります。
- ・ 記載の内容は弊社等での実験結果にもとづくものであります。ご使用の際にはあらかじめ十分にご検討の上ご使用下さい。
- ・ 本製品に不都合がありました場合には弊社へご連絡下さい。不良品等に付きましては交換させていただきます。但し、データや測定費用等の保証に付きましては責任を負いかねます。
- ・ 本書記載以外の方法でご使用し、万一、ケガ等が発生しましても、弊社では責任を負いかねます。

### 1. 警告

**注意**・空気捕集以外の目的に使用しないで下さい。

- ・ 捕集管を小児がさわらないよう設置して下さい。

**危険**・チューブの開閉時に手袋使用の事。保存用容器がガラスの為ケガの予防をお願いします。

- ・ 食べたり飲んだりすることはできません。


誤って捕集管の中身の充填物に触れた場合は、速やかに石鹸と水で洗い流してください。

また、充填物がこぼれてしまった場合は、ゴム手袋を着用し、掃き集め、袋に入れて破棄してください。

万が一飲み込んでしまった場合は、水で口をすすぎ、速やかに医師の診察を受けてください。

### 2. 捕集及び測定について

<概略図>



拡散フィルター内の吸着剤へ分子拡散により入り込み吸着した VOC 類を、加熱脱離装置にてガスクロマトグラフィーで測定します。室内の状態及び、待ち時間等は、各種試験方法に準じて調整する。

(1) 製品：VOC-TD サンプラーを、アルミ製保存袋より取り出す。

※開閉の際、及び捕集中に拡散フィルター、キャップに触れない事。

(2) 捕集：保存用容器（ガラス）をゆっくりとネジりながら垂直に取り外し捕集を開始する。その時刻を記録する。捕集は拡散フィルター部を下にし、キャップ部分を利用し別売の Lapel クリップ等で固定する。他に風糸などで天井より吊り下げる方法等がある。

(3) 保管（輸送）：保存用容器（ガラス）をゆっくりとネジりながら垂直に取り付け捕集を終了する。また、その時刻を記録する。VOC-TD サンプラーを、アルミ製保存袋へ収納する。 ※保管・保存温度：室温以下

(4,5) 充填剤の取り出し：加熱脱離チューブの上部にガラスウールを詰め、キャップ側を上にし、吸着剤がこぼれないように拡散フィルターを取り外し、吸着剤を加熱脱離チューブ等に移す。

(6) 差し込んだ加熱脱離チューブを密着させながら回転させ、拡散フィルターから吸着剤を洩らさず加熱脱離チューブへ移す。

(7) 加熱脱離チューブに専用キャップを付け、加熱装置にセットする。

(8) 加熱脱離-GCMS 法で測定を行う。(加熱脱離推奨温度は 390℃)

### 3. 濃度の算出

(1) 試験液中の各測定対象物質の重量を求める。

$$s \text{ (ng)} = \text{対象物質の全重量}$$

(2) 下記式より室内空気の測定対象濃度を算出する

$$\text{室内空気濃度 (ppb)} = s \text{ (ng)} / \{a \text{ (ng/ppb/h)} \times h \text{ (hr)}\}$$

※[http://www.sigma-aldrich.co.jp/supelco/spl\\_info.jsp](http://www.sigma-aldrich.co.jp/supelco/spl_info.jsp) の計算シートをご利用下さい

$s \text{ (ng)}$  : 捕集総重量 (VOC-TD サンプラーへの捕集全量)

$a \text{ (ng/ppb/h)}$  : Uptake Rate (5. サンプルングレート (参考値\*))

$h \text{ (hr)}$  : 捕集時間

4. 2 時間捕集時のアップテークレート (参考値) ご使用の際にはあらかじめご検討の上ご使用下さい。

族 別	レ ー ト 種 類	分 子 量 MW	捕 集 速 度		Uptake Rate ng/ppb/h	左 記 相 関 R <sup>2</sup>
			25℃ ml/min	20℃ ml/min		
脂 肪 族 炭 化 水 素 類	n-ヘキサン	86.18	52.13	51.26	11.02	R2=0.521
	ノナン	128.26	35.64	35.04	11.21	R2=0.999
芳 香 族 炭 化 水 素 類	ベンゼン	78.12	54.98	54.06	10.53	R2=0.836
	トルエン	92.14	40.21	39.54	9.09	R2=0.987
	エチルベンゼン	106.17	36.20	35.59	9.43	R2=0.983
	m,pキシレン	106.17	37.00	36.38	9.63	R2=0.967
	スチレン	104.20	35.00	34.41	8.94	R2=0.951
	m-エチルトルエン	120.20	32.91	32.36	9.70	R2=0.995
	p-エチルトルエン	120.20	44.38	43.64	13.08	R2=0.990
	1,3,5-トリメチルベンゼン	120.20	38.86	38.21	11.46	R2=0.990
	o-エチルトルエン	120.20	37.49	36.86	11.05	R2=0.989
	1,2,4-トリメチルベンゼン	120.20	37.83	37.20	11.15	R2=0.998
	1,2,3-トリメチルベンゼン	120.20	41.08	40.39	12.11	R2=0.984
	1,2,4,5-テトラメチルベンゼン	134.22	52.90	52.01	17.41	R2=0.981
テルペン類	α-ピネン	136.24	33.42	32.86	11.17	R2=0.998
	β-ピネン	136.24	36.14	35.53	12.08	R2=0.945
	D-リモネン	136.24	42.81	42.09	14.30	R2=0.967
ハロゲン類	トリクロロエチレン	131.39	29.80	29.30	9.60	R2=0.982
	テトラクロロエチレン	165.83	41.19	40.50	16.75	R2=0.999
	p-ジクロロベンゼン	147.00	58.91	57.92	21.24	R2=0.793
エステル類	酢酸エチル	88.11	26.30	25.86	5.68	R2=0.969
	酢酸ブチル	116.16	30.09	29.59	8.57	R2=0.917
アルデヒド・ ケトン類・その他	メチルエチルケトン	72.11	15.39	15.13	2.72	R2=0.729
	メチルイソブチルケトン	100.16	33.97	33.40	8.34	R2=0.925
	ノナナール	142.24	39.30	38.64	13.71	R2=0.700
	デカナール	156.27	43.85	43.11	16.81	R2=0.909
	1-フタナール	74.12	54.83	53.91	9.97	R2=0.800

※ o-キシレンは、m,p-キシレンのレートを参考にご利用ください

\*\*\*\*\*



シグマ アルドリッチ ジャパン株式会社

SIGMA-ALDRICH

アナリティカル事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー4F

TEL 03-5796-7350 FAX 03-5796-7355

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 2-7-38 新大阪西浦ビル 1F

TEL 06-6397-5963 FAX 06-6397-4649

在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、弊社カスタマーサービスへ

TEL 03-5796-7320 FAX 03-5796-7325